

Astraia - Babyconnect interface

versie 0.1.1

De interface bestaat uit twee losstaande onderdelen:

- delen van casuïstieke gegevens
- inzage van casuïstieke gegevens

Astraia sluit met een speciale convertor interface aan bij het Geboortezorgnetwerk. U blijft in controle welke gegevens gedeeld kunnen worden via intrekbare consent, eenvoudig in astraia.

Delen

Voor het delen van gegevens met het geboortezorgnetwerk is een speciale interface ontwikkeld door SorgSaem Nederland en ZWConnect.


Vorbereiding tot delen

Ter voorbereiding zal SorgSaem Nederland contact met u opnemen over installatie en gebruik van de interface. SorgSaem heeft nodig:

- AGB code van de praktijk
- uw voorkeur voor het beschikbaar stellen van gegevens (handmatig valideren of automatisch bij opslaan)

U moet astraia deels zelf configureren:

- In astraia vult u in het veld onderzoekerscode de AGB codes in van alle medewerkers die toegang hebben tot dossiers




Gebruik delen-koppeling in de praktijk

U kiest voor automatisch delen met het geboortezorgnetwerk. Tijdens het onderzoek moet u eenmalig per cliënte de consent invullen. Dit vindt u onderaan het cliëntgegevens scherm. Dit consent-veld vult u slechts

eenmalig in per cliënte.

[!TIP] Dubbelklik op de datum om deze snel te vullen met de datum van vandaag.

u vervolgt uw onderzoek zoals gewoonlijk. Na afloop drukt u op opslaan en zal astraia automatisch een pdf afdrukken voor het geboortezorgnetwerk. Dit pdf is het compleet obstetrisch onderzoek verslag. Bij de eerste trimester SEO is dit automatisch het eerste trimester SEO verslag. Hierom krijgt u een popoup te zien met de vraag welke grafieken in het pdf verslag getoond moeten worden.



[!TIP] Maak eenmalig een grafieken set bedoeld voor het delen met het geboortezorgnetwerk, dan kun je in 1 klik snel de grafieken bijvoegen die in het geboortezorgnetwerk zichtbaar moeten zijn. De percentielen worden altijd van alle metingen (welk door de PWD werkgroep zijn vastgelegd) verzonden, ongeacht de keuze van de grafieken in dit scherm

U bent klaar. Het dossier is opgeslagen in astraia en wordt binnen 5 minuten gesynchroniseerd naar de cloud. De gegevens zijn per direct inzichtelijk voor alle collega's wie betrokken zijn bij deze zwangerschap.

Inzage

U kunt zelf ook dossiers inkijken van uw collega's die aangesloten zijn bij het Geboortezorgnetwerk. Deze interface is ontwikkeld door Hinq en SorgSaem Nederland.

Vorbereiding tot inzage

U neemt contact op met UZI voor het aanvragen van een server-certificaat (<https://www.uziregister.nl/servercertificaat>). Het aanvragen van een server-certificaat kan enigszins technisch uitdagend zijn. Uw IT helpdesk kan u hier mogelijk bij assisteren. Uw IT helpdesk en UZI brengen

mogelijk kosten in rekening voor deze diensten. Mogelijk komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten binnen het VIPP Babyconnect programma. Neem contact op met uw contactpersoon binnen uw Geboortezorgnetwerk voor meer informatie.

[!WARNING] Een nieuwe aanvraag kan enige weken in beslag nemen. Houdt hier rekening mee bij uw planning.

SorgSaem zal de configuratie van Astraia op zich nemen en samen met Hinq een vertrouwde koppeling opzetten.

Gebruik inzage-koppeling in de praktijk

U start in een cliëntendossier in Astraia. In het scherm cliëntgegevens staat een nieuwe knop: "Open in Hinq-viewer".

Client: 8, L. Mouwen, DOB 13-jun-1998, leeftijd 25

Samenvatting

- Cliëntgegevens**
- Anamnese
- Bloedonderzoek
- Onderzoek
- Indicatie
- Echoscopie
 - Vroege zwangerschap
 - 1ste trimester
 - 2e en 3e trimester
 - Groeiopvolging
 - Doppler

Cliëntgegevens

Meisjesnaam: Mouwen, Familienaam: []

Voornaam: L, Titel: []

Geboortedatum: 13-6-1998

Open in Hinq-viewer

Adres: Graafstraat 164c

Straatnaam: Graafstraat

Huisnummer: 164, Huisnummertoevoeging: 2

Postcode: 1000 AB, Plaats: Rotterdam

Mogelijk worden u eenmalig extra vragen gesteld worden zoals uw email adres. Hinq slaat deze op en verbindt dit adres aan uw AGB code.

U wordt direct doorgestuurd naar de Hinq-viewer.

Geboortedatum: 13-6-1998, Titel: []

Geboortezorgoverzicht - HINQ ZI

https://app.acc.hinq.nl/v2/maternity

Jenneke Mouwen, BSN: 999999127, JM

Geboortezorgoverzicht

Huidige zwangerschap [Meer informatie](#)

Geschatte A terme	Zwangerschapsduur	G/P/M	Aantal foetussen
-	-	-/-/-	-

Metingen

Gewicht	-	-	ABO	-
Lengte	-	-	Rhc	-
Bloeddruk	-	-	RhD	-

Labresultaten

Vorige zwangerschappen

Zwangerschap - Sinds 10/02/2024

Zwangerschapsduur	Werkelijke plaats baring	Aantal kinderen geboren
45+ w	-	-

[Meer informatie](#)

Zwangerschap - Sinds 21/10/2023